

## MA 25

### Schnelle Hörtests – mobil, flexibel und unabhängig

Das MA 25 ist geeignet für schnelle Siebttests sowie zur Überprüfung des Hörvermögens. Es erfüllt die Anforderungen der EBM-Ziffer für Hausärzte (03335) und Kinderärzte (04335) sowie für die arbeitsmedizinische Untersuchung nach G26.

#### Kleines Gerät mit großer Leistung

Das kleine, handliche MA 25 bietet vier verschiedene Testsignale: Dauerton, Pulston, Wobbelton und pulsierenden Wobbelton. Es stehen 11 Testfrequenzen von 125 Hz bis 8000 Hz mit Pegeln von -10 dB HV bis 95 dB HV zur Verfügung. Einzelne Frequenzen können im Menü gesperrt werden.

#### Einfache, schnelle Bedienung

Durch zwei große Drehknöpfe werden beim MA 25 der Pegel in 1 oder 5 dB Stufen und die elf Testfrequenzen eingestellt.

#### Überall einsetzbar – auch ohne Steckdose

Das sehr leichte MA 25 wird für den mobilen Einsatz in einer Tragetasche geliefert. Das Gerät wird mit drei Standard AA Batterien betrieben und ist immer sofort einsatzbereit. Für den stationären Betrieb ist ein optionales Netzteil erhältlich.

#### Kompatibel zu Sessions: Bereit für schnellen Datentransfer!

Nutzen Sie das MA 25e mit unserer intuitiven Datentransferlösung Sessions, für eine einfache Verwaltung und Visualisierung Ihrer Audiogramme.

#### MA 25 auf einen Blick

- Mit Schallschutzkopfhörer DD65
- Abrechenbar für Haus- und Kinderarzt nach EBM
- Luftleitung über 11 Frequenzen von 125 Hz bis 8 kHz
- Sehr klein und leicht, mit bequemer Tragetasche
- Einfache Einstellung von Pegel und Frequenz mit Drehknöpfen
- Unabhängig vom Stromnetz, Batteriebetrieb
- Automatische Audiometrie nach Hughson/Westlake
- MA 25e inklusive MAICO Sessions PC-Software, zur einfachen Datenverwaltung mit der optional erhältlichen OtoAccess® - Patientendatenbank



## Technische Daten

### MA 25 SCREENING AUDIOMETER

Testsignale	Sinuston, Puls- und Wobbelton
Testfrequenzen kHz	0,125; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8
Pegelstufen	5 oder 1 dB
Pegelbereich	-10 bis 95 dB HV entsprechend der Frequenzen in der Tabelle

kHz	0,125	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2	3	4	6	8
DD65	65	75	90	95	95	95	95	95	95	90	85

### ALLGEMEIN

Abmessungen	B x T x H: 22,5 cm x 18 cm x 5,5 cm
Gewicht	980 g
Stromversorgung	3 AA Batterien (100 Stunden Lebensdauer) oder optionales Netzteil

### DAS MA 25E ERWEITERT DIE FUNKTIONALITÄT DES MA 25

Das MA 25e erweitert die Funktionalität des MA 25 mit einem automatischen Test gemäß Hughson-Westlake. Die Parameter können problemlos an Ihre persönlichen Präferenzen angepasst werden. Die Talk Forward-Funktion macht das Arbeiten mit dem MA 25e spielend leicht, insbesondere bei Betrieb in einer Hörprüfkabine.

### SICHERHEITSNORMEN

EN 60601-1,  
EN 60645-1 Klasse 4,  
Gerät entspricht der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte



### VARIANTEN

- MA 25 mit Batteriebetrieb, inklusive Tragetasche
- MA 25 inklusive Patientenantworttaste und externem Netzteil
- MA 25e mit automatischer Audiometrie nach Hughson/Westlake und MAICO Sessions PC-Software, inklusive Patientenantworttaste \*

### STANDARDZUBEHÖR

- Kopfhörer DD65 mit Schallschutzkappen
- Audiogrammblock
- Batterien
- Tragetasche
- MAICO Sessions PC-Software für MA 25e \*

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- Patientenantworttaste
- Netzteil

### OPTIONALE SOFTWARE MA 25E

- OtoAccess® Datenbank

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.

Standard Zubehör						
	MA 25	Kopfhörer DD65	Tragetasche	Audiogramm- block	MAICO Sessions PC-Software für MA 25e Variante 3 *	
	Optionales Zubehör/ Software					
		Patienten- antworttaste	Netzteil	OtoAccess® Datenbank		

### Diatec Diagnostics GmbH

Sickingenstr. 70-71 · 10553 Berlin · Deutschland  
Tel.: +49 30/70 71 46-20 · Fax: +49 30/70 71 46-99  
vertrieb@diatec-diagnostics.de · www.diatec-diagnostics.de