

Beställning Oticon Own & Oticon Own SI allt-i-örat-modeller

Information om hörselkliniken och fakturering:	
Hörselklinik:	Fakturaadress:
Leveransadress:	Postnr: Ort:
Postnr: Ort:	Information om användaren:
Audionom:	Namn/Kod:
Telefon:	Födelsedatum (åå/mm/dd):
E-mail:	Beställningsdatum:
Refnr-namn på faktura:	Datum för återbesök:

➔ Välj modell:	Own 1	Own 2	Own 3	Own 4	Own SI 1	Own SI 2	Own SI 3	Own SI 4
	OBS! Own SI finns endast som IIC och CIC.							

	Batteri	NFMI (Binaural sync.)	Trådlös 2,4 GHz	Tryckknapp	Volymhjul	Telespole
	VÄ/HÖ			VÄ/HÖ	VÄ/HÖ	VÄ/HÖ
IIC ➔	10	Ej valbar	Ej valbar	Ej valbar	Ej valbar	Ej valbar
CIC ➔	10		Ej valbar		Ej valbar	Ej valbar
ITC ➔	312	Ja	*			*
ITE HS ➔	312	Ja	*			*
ITE FS ➔	312	Ja	*			*

Vid platsbrist 2,4 GHz	Jag godkänner att Oticon tillverkar större modell (ITE, ITE HS/FS) Kontakta mig	* 2,4 GHz och telespole går inte att kombinera
-------------------------------	--	--

Audiogram											Ventilation		
Hz	125	250	500	750	1K	1,5K	2K	3K	4K	6K	8K	Hz	1K
Luft höger												Ben höger	
Luft vänster												Ben vänster	

Anpassningsnivå	75	90	100	Anpassningsnivå	Lackering
	VÄ/HÖ	VÄ/HÖ	VÄ/HÖ	Oticon väljer från audiogram	Blank (Standard)
IIC/CIC			Ej valbar		Mjuk Nano
ITC/ITE HS FS					Ingen (matt)

Färger IIC/CIC/ITC/ITE HS FS	Beige	Ljusbrun	Mellanbrun	Mörkbrun	Blå/Röd	Svart	Transp.
Faceplate					Ej valbar		Ej valbar
Skal							

Tillval		
Övriga Tillval	Utdragstråd	Volymhjul
Nagelgrepp	Anpassad längd (Förvalt på IIC)	Standard Förhöjd
Säkerhetsögla	5 mm 10mm	Stor Förhöjd, stor
Förhöjd tryckknapp	8 mm (Förvalt på CIC)	

Passformsgaranti: 6 mån från angivet återbesöksdatum. Hörapparat och nytt avtryck skickas till Oticon.

Övriga kommentarer och önskemål:

