

T50 Transmitter 4.0



Mediasender

T50 Transmitter er en mediasender, der sender lyden fra diverse lydkilder via X40 Transceiver til brugerens høreapparater eller trådløse hovedtelefoner*.

T50 Transmitter kan tilsluttes de fleste lydkilder, fx tv og pc.

Mediasenderen kan tilsluttes én lydkilde ad gangen, men kan nemt flyttes og benyttes mellem flere forskellige lydkilder. Den kan sagtens bruges i hjemmet og tages med på arbejdet eller i sommerhuset.

Så længe T50 Transmitter registrerer et lydsignal fra en lydkilde sendes lyden videre. Når den ikke længere registrerer et lydsignal, stopper den med at sende.

* Find information om kompatibilitet på www.phonicear.dk



T50 Transmitter 4.0



Radiotransmission	Audinor proprietær RF, 2,4 GHz, 1Mbps data rate, dynamisk frekvenshåndtering
Frekvensområde	100 – 8.000 Hz
Rækkevidde	Op til 20 meter
Lydindgang	Magnetisk strømstik til audiokabel med usb-stik og 3,5 mm stereo jackstik
Strømforsyning	5 V DC/2000 mA
Mål (hxbxd)	90 x 45 x 12 mm
Vægt	46 g
Materiale	ABS plast

Pakkens indhold (90060133)

T50 Transmitter med gråt silikonecover

Audiokabel med magnetisk stik, usb-stik og 3,5 mm jackstik

Strømforsyning til usb-ladekabel

Brugervejledning

Tilbehør



90060143
Strømforsyning
til usb-lade-
kabel



90060142
Audiokabel
med magnetisk
stik, usb-stik
og 3,5 mm
jackstik



90060131
Filttaske lille



90060140
Silikonecover
i sandfarve



90060141
Silikonecover
i grå