

UNO system 4.0



Kommunikationssystem og tv-løsning

UNO system 4.0 er et trådløst kommunikationssystem og en tv-løsning til personer med nedsat hørelse.

UNO-systemet består af en X40 Transceiver 4.0, som er en trådløs mikrofon, og en T50 Transmitter 4.0, som er en mediesender.

Den trådløse mikrofon giver personer med nedsat hørelse mulighed for at høre og deltage i samtaler fx til møder, foredrag, sociale arrangementer og ved restaurantbesøg. Den kan bruges som bordmikrofon i enten omni- eller retningsbestemt mikrofoningstilling, eller den kan bæres om halsen, fx af en samtalepartner eller foredragsholder.

Derudover kan UNO-systemet sende lyden fra tv'et direkte til brugerens høreapparater eller trådløse hovedtelefoner, hvilket sikrer en god tv-oplevelse i høj lyd kvalitet.

T50 Transmitter installeres til den lydkilde, brugeren gerne vil høre, fx tv'et, og parres med X40 Transceiver. Når brugeren vil se tv, tændes der blot for tv'et, og lyden fra tv'et sendes via X40 Transceiver til høreapparaterne eller de trådløse hovedtelefoner.

En unik funktion gør det muligt at mute lyden fra tv'et med et enkelt tryk på X40 Transceiver, så brugeren kan høre lyden fra en samtalepartner. Med et enkelt tryk kan brugeren igen vende tilbage til lyden fra tv'et, hvilket gør det nemt at føre en samtale, mens man ser tv.

X40 Transceiver kan benyttes med kompatible høreapparater og kompatible enheder, der understøtter Auracast™ lydteknologi, fx trådløse hovedtelefoner og høreapparater*.



Auracast™ ordmærket og logoer er varemærker tilhørende Bluetooth SIG. Enhver brug af sådanne mærker foregår under licens til Phonic Ear. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

* Find information om kompatibilitet på www.phonicear.dk/products/ald/conversation/x40



Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum

Tlf.: 4445 2530
www.phonicear.dk
mail@phonicear.dk

X40 Transceiver 4.0



Radiotransmission	Bluetooth® Low Energy 2,4 GHz, Audinor proprietær RF, 1Mbps data rate, frekvenshåndtering
Frekvensområde	100 – 8.000 Hz
Trådløs opkobling	Til kompatible høreapparater og hovedtelefoner*
Rækkevidde	Op til 20 meter
Mikrofonindstillinger	Omni, retningsbestemt og mute
Batteri	Indbygget genopladeligt Litium Polymer 3,7 V, 700 mAh
Opladningstid	Op til 2 timer
Batterilevetid	12 timer
Lydindgang 1	Linjeindgang: Magnetisk stik til 3,5 mm stereo jackstik
Lydindgang 2	Mikrofonindgang: 4-polet 3,5 mm jackstik CTIA standard
Strømforsyning	5 V DC/2000 mA
Mål (hxbxd)	90 x 45 x 12 mm
Vægt	46 g
Materiale	ABS plast

T50 Transmitter 4.0



Radiotransmission	Audinor proprietær RF, 2,4 GHz, 1Mbps data rate, dynamisk frekvenshåndtering
Frekvensområde	100 – 8.000 Hz
Rækkevidde	Op til 20 meter
Lydindgang	Jackstik til audiokabel med 4-polet 3,5 mm jack- til RCA-stik
Strømforsyning	5 V DC/2000 mA
Mål (hxbxd)	90 x 45 x 12 mm
Vægt	46 g
Materiale	ABS plast

Pakkens indhold (90060126)

X40 Transceiver 4.0 med halssnor og sandfarvet silikonecover
Usb-ladekabel med magnetisk stik
Strømforsyning til usb-ladekabel
Audiokabel med magnetisk stik og 3,5 mm jackstik

T50 Transmitter 4.0 med gråt silikonecover
Audiokabel med 4-polet 3,5 mm jack- til RCA-stik
Filttaske lille
Brugervejledning

Tilbehør



90060138
Usb-ladekabel
med
magnetisk stik



90060143
Strømforsyning
til usb-lade-
kabel



90060139
Audiokabel
med magnetisk
stik og 3,5 mm
jackstik



90060175
Audiokabel
med 4-polet
3,5 mm jack-
til RCA-stik



90060137
Halssnor



90060131
Filttaske lille



90060140
Silikonecover
i sandfarve



90060141
Silikonecover
i grå