

X40 Transceiver 4.0



Trådløs mikrofon

X40 Transceiver 4.0 er en trådløs mikrofon, der giver personer med nedsat hørelse mulighed for at høre og deltage i samtaler, fx til møder, foredrag, undervisning, restaurantbesøg mv. Derudover kan mikrofonen benyttes sammen med T50 Transmitter og eksterne lydkilder, fx tv, computer og smartphone.

X40 Transceiver kan bruges som bordmikrofon i enten omni- eller retningsbestemt mikrofonindstilling, eller den kan bæres om halsen, fx af en samtalepartner eller foredragsholder. Den skifter automatisk mikrofonindstilling afhængigt af, om enheden ligger på bordet eller bæres rundt om halsen.

X40 Transceiver kan benyttes med kompatible høreapparater og kompatible enheder, der understøtter Auracast™ lydteknologi, fx trådløse hovedtelefoner og høreapparater*.



Auracast™ ordmærket og logoer er varemærker tilhørende Bluetooth SIG. Enhver brug af sådanne mærker foregår under licens til Phonic Ear. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

* Find information om kompatibilitet på www.phonicear.dk/products/ald/conversation/x40



Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum

Tlf.: 4445 2530
www.phonicear.dk
mail@phonicear.dk

X40 Transceiver 4.0



Radiotransmission	Bluetooth® Low Energy 2,4 GHz, Audinor proprietær RF, 1Mbps data rate, frekvenshåndtering
Frekvensområde	100 – 8.000 Hz
Trådløs opkobling	Til kompatible høreapparater og hovedtelefoner*
Rækkevidde	Op til 20 meter
Mikrofonindstillinger	Omni, retningsbestemt og mute
Batteri	Indbygget genopladeligt Litium Polymer 3,7 V, 700 mAh
Opladningstid	Op til 2 timer
Batterilevetid	12 timer
Lydindgang 1	Linjeindgang: Magnetisk stik til 3,5 mm stereo jackstik
Lydindgang 2	Mikrofonindgang: 4-polet 3,5 mm jackstik CTIA standard
Strømforsyning	5 V DC/2000 mA
Mål (hxbxd)	90 x 45 x 12 mm
Vægt	46 g
Materiale	ABS plast

Pakkens indhold (90060128)

X40 Transceiver 4.0 med halssnor og sandfarvet silikonecover
Usb-ladekabel med magnetisk stik
Audiokabel med magnetisk stik og 3,5 mm jackstik

Filttaske lille
Brugervejledning

Tilbehør



90060138
Usb-ladekabel
med
magnetisk stik



90060143
Strømforsyning
til usb-lade-
kabel



90060139
Audiokabel
med magnetisk
stik og 3,5 mm
jackstik



90060137
Halssnor



90060131
Filttaske lille



90060140
Silikonecover
i sandfarve



90060141
Silikonecover
i grå