



Vækkeur med pudevibrator

Wake'n'Shake Curve er et vækkeur, der er specielt velegnet til personer med nedsat hørelse og døve.

Vækkeuret har en ekstra høj ringetone, en kraftfuld pudevibrator og et stort display. Det kan vække brugeren via vibrationer, lyd og/eller lys. Ringetonen og vibrationerne fra pudevibratoren kan indstilles til forskellige styrker. Derudover kan ringetonen indstilles i tre forskellige frekvensområder.

Vækkeuret har snoozefunktion, 12- og 24-timers visning og en usb-indgang, så fx en mobiltelefon eller tablet kan oplades direkte i vækkeuret. Uret tilsluttes strøm via den medfølgende strømforsyning. Der kan også isættes et batteri (tilbehør) som backup i tilfælde af strømsvigt.

Pakkens indhold

Wake'n'Shake Curve vækkeur

Pudevibrator

Strømforsyning

Tilbehør

CR2032 batteri

Specifikationer

Mål	17,8 x 9,4 x 5,1 cm
Alarm	Vælg mellem: <ul style="list-style-type: none">▪ Vibration▪ Vibration og lyd▪ Vibration og lys▪ Vibration, lyd og lys
Ringetone	Op til 95dB (justerbar)
Frekvens	Vælg mellem: <ul style="list-style-type: none">▪ Lav tone 800 Hz▪ Middelhøj tone 1 kHz▪ Høj tone 1,5 kHz
Vibrationer	Vælg mellem lav og høj
Alarmvarighed	Op til 60 minutter
Snoozefunktion	Ja fra 5 til 60 minutter
Farve	Sort
Vægt	268 g
Strømforsyning	9 V DC 1,5 A
Batteribackup	CR2032 batteri (tilbehør)
Varenummer	895-88-122-00