

Ponto Streamer

Nieuwe draadloze
communicatiemogelijkheden



Ponto™

– Het botverankerde
hoorsysteem



oticon
MEDICAL

Uw ideale Partner

Nieuwe communicatiemogelijkheden

Met Ponto Streamer heeft u toegang tot Oticon ConnectLine en nieuwe communicatiemogelijkheden voor uw Ponto Plus soundprocessor. ConnectLine kan u helpen bij het ervaren van betere verbindingen – met mensen, met informatie en met entertainment.



**Mobiele
telefoon**



TV



Ringleiding

Wat is ConnectLine?

ConnectLine bestaat uit een aantal apparaten waarmee u verbinding kunt maken met een groot aantal communicatie en entertainment-toepassingen, zodat uw Ponto Plus soundprocessor functioneert als een persoonlijke draadloze headset.



Telefoon



Microfoon





Muziek

Verschillende toepassingen

Met ConnectLine kunt u het luisteren en communiceren verbeteren bij telefoongesprekken, één-op-één gesprekken in een rumoerige omgeving, televisiekijken, naar muziek luisteren, videochatten en meer. U kunt beginnen met de toepassing die het meest bij uw luisterbehoefte past. U kunt later altijd meer toepassingen toevoegen.

Mocht u ConnectLine willen uitproberen, bespreek dit dan met uw audioloog.



Computer



Kantoortelefoon



Afstands-
bediening



Ponto Streamer – het hart van ConnectLine

Ponto Streamer geeft u toegang tot allerlei elektronische apparatuur. Via Ponto Streamer kan audio van vrijwel elke geluidsbron naar uw Ponto Plus soundprocessor worden gezonden. Ponto Streamer wordt om de hals gedragen en heeft drie knoppen voor de belangrijkste toepassingen: Telefoon, tv en microfoon.

Omdat Ponto Streamer ook als afstandsbediening voor de Ponto Plus soundprocessor werkt, kunt u het volume of programma van de soundprocessor gemakkelijk via de Streamer veranderen.

Ponto Streamer:

- is één enkel apparaat waarmee een groot aantal communicatiemogelijkheden kan worden geregeld
- is eenvoudig in het gebruik
- verandert uw soundprocessor in een headset.
- heeft een ingebouwde luisterspoel
- is een geïntegreerd systeem. Geavanceerde eigenschappen zorgen ervoor dat bijvoorbeeld de telefoon tijdens het televisiekijken kan worden gehoord en beantwoord
- werkt als afstandsbediening voor uw Ponto Plus soundprocessor





Makkelijk **communiceren**

Vaste telefoon

Niet meer rennen naar de telefoon. Geen gemiste gesprekken meer.

De ConnectLine telefoonadapter werkt samen met uw bestaande telefoon en verandert uw Ponto Plus sound-processor in een draadloze headset, zodat u niet op hoeft te staan als de telefoon gaat. Om het gesprek aan te nemen, hoeft u alleen maar een knop op de Ponto Streamer in te drukken.

Videochatten

Videochatten* met familie en vrienden aan de andere kant van de stad of aan de andere kant van de wereld!

ConnectLine beschikt over eenvoudige en intuïtieve manieren om Ponto Streamer op uw computer aan te sluiten. Het geluid wordt rechtstreeks naar de sound processor gestuurd voor duidelijk en gemakkelijk online converseren en luisteren.

Na aansluiten van Ponto Streamer op de computer – rechtstreeks met een snoer of draadloos – bent u klaar om te chatten!

**Zoals Skype en FaceTime op de computer*



Geniet van **amusement**

ConnectLine biedt u amusementsmogelijkheden en zorgt voor een verbinding met de tv, radio, muziek en meer – of u nu alleen of samen met uw familie bent.

Televisiekijken

Met ConnectLine kunt u genieten van hoogwaardig televisiegeluid en van een nieuwe vrijheid. U kunt ontspannen luisteren, de sportuitslagen horen, het nieuws volgen en u hoeft nooit meer de clou te missen.

U kunt de televisie duidelijk horen, terwijl het volume voor de rest van de familie op het normale niveau blijft staan. Uw soundprocessor fungeert als persoonlijke headset en Ponto Streamer werkt als uw persoonlijke volumeregelaar!





De ConnectLine TV adapter zendt het geluid van de televisie, via Ponto Streamer, direct naar uw soundprocessor.

Luisteren naar muziek en audio

Ponto Streamer creëert een verbinding met een breed scala van amusementsapparatuur, van mp3-spelers tot andere geluidsbronnen, zoals computers en luisterboeken. Muziek en audio worden vervolgens rechtstreeks naar uw soundprocessor gezonden.



Geniet van **uitgaan**

Het volgen van de gesprekken die u wilt horen, kan lastig zijn in het openbaar – op straat, in een restaurant of bij deelname aan een dienst of lezing. Meer lawaai vraagt vaak om ‘meer ondersteuning’ ConnectLine biedt effectieve oplossingen om deze situaties minder moeilijk te maken.

ConnectLine Mic

De microfoon is klein, discreet en draadloos. De microfoon wordt gedragen door de persoon met wie u wilt praten. Zo kunt u beter verstaan in situaties waar uw gesprekspartner wat verder weg is, de omgeving rumoerig is, of bij een combinatie van beide.





Mobiele telefoon

Ponto Streamer helpt bij het telefoneren met uw mobiele telefoon – duidelijk, veilig en zonder gedoe. Het geluid van de mobiele telefoon wordt rechtstreeks naar uw Ponto Plus soundprocessor gestuurd, zodat het als een draadloze headset werkt.

Ponto Streamer kan een verbinding maken met een groot aantal mobiele telefoons met ingebouwde Bluetooth.

Ringleidingsystemen

Geniet van gemakkelijke toegang tot ringleidingsystemen in theaters, collegezalen en meer. Met de ingebouwde luisterspoel van Ponto Streamer drukt u slechts op één toets om te verbinden met de ringleidingen.



Verbeter de communicatie in de **auto**

Tijdens het autorijden kan het moeilijk zijn om te telefoneren of te communiceren met iemand. Met ConnectLine maken we het gemakkelijker.

Mobiele telefoon

Ponto Streamer zendt het geluid van de mobiele telefoon draadloos naar de Ponto Plus soundprocessor. Zo kunt u moeiteloos gebruikmaken van de mobiele telefoon.





Een gesprek in de auto

Als uw gesprekspartner de ConnectLine Mic gebruikt, kunt u zich concentreren op het autorijden. De microfoon zendt de stem van de spreker draadloos naar uw sound-processor, zodat u zich op de weg kunt concentreren.



Meer mogelijkheden op het werk

ConnectLine biedt verschillende oplossingen waarmee u uw voordeel kunt doen. Zo kunt u de kantoortelefoon gebruiken of videovergaderen met collega's of zakenpartners. Tijdens vergaderingen kunt u ook een discrete clip-on microfoon gebruiken die het geluid rechtstreeks naar uw Ponto Plus soundprocessor kan sturen.

Kantoortelefoon

Met ConnectLine office phone kit kunt u van uw soundprocessor een draadloze headset maken voor de kantoortelefoon.

Computercommunicatie

ConnectLine biedt eenvoudige en intuïtieve manieren om Ponto Streamer rechtstreeks op uw computer aan te sluiten. Het geluid wordt rechtstreeks naar uw soundprocessor gezonden, zodat u duidelijk en gemakkelijk online kunt spreken en luisteren.

Over Oticon Medical

Oticon Medical creëert innovatieve oorimplantaatsystemen die voordelen voor het dagelijks leven bieden en langetermijnresultaten voor gebruikers. Oticon Medical zet zich in om de behoeften van de gebruiker voorop te stellen, investeert voortdurend in productontwikkeling, onderzoek en kennisuitwisseling en bevordert ontwikkelingen in oorimplantaatsystemen waar gebruikers van kunnen profiteren.



Distributeur

Oticon Medical AB
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Zweden
www.oticonmedical.nl

Fabrikant

Oticon A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Denemarken
www.oticon.nl

Nederland / België

Oticon Medical
Kuiperij 5,
Postbus 640,
1180 AP Amstelveen,
Telefoon: +31 (0)20 345 08 07
Email: info@oticonmedical.nl